



...creating your life tools®



**ARTHROSKOPIE
ARTHROSCOPY
ARTROSCOPIA**



DANmed

DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG
Sattlerstr. 25
78532 Tuttlingen
Germany

Tel.: +49 (0) 74 61 / 96 239 0
Fax: +49 (0) 74 61 / 96 239 29
E-Mail: info@danrepair.de
Internet: www.danrepair.de

	Seite Page Página
	ALPHA-CUT Beschichtungsmöglichkeiten 6 ALPHA-CUT Coating options 6 ALPHA-CUT <i>Opciones de recubrimiento</i> 6
	ALPHA-CUT Arthroskopie Stanzen, Scheren, Zangen 7 - 11 ALPHA-CUT Arthroscopy punches, scissors, forceps 7 - 11 ALPHA-CUT <i>Pinzas y tijeras de artroscopia</i> 7 - 11
	Stanzen / Scheren mit Zigarrengriff 12 - 13 Punches / Scissors with cigar handle 12 - 13 <i>Pinzas / tijeras con mango de cigarros</i> 12 - 13
	Arthroskopie Stanzen - verschiedene Modelle 14 - 21 Arthroscopy punches - different models 14 - 21 <i>Pinzas de artroscopia - modelos diferentes</i> 14 - 21
	Arthroskopie Stanzen / Meniscus-/ Sehnenfasszange 22 - 23 Arthroscopy punches / Meniscus-/ Tendon grasping forceps 22 - 23 <i>Pinzas de artroscopia / pinzas de menisco y de tendón</i> 22 - 23
	Arthroskopie Instrumente mit Dreieckgriff 24 - 25 Arthroscopy instruments with triangle handle 24 - 25 <i>Instrumentos de artroscopia con mango triángulo</i> 24 - 25
	Arthroskopie Elektroden, monopolar, Handgriff 26 - 27 Electrodes for arthroscopy, monopolar, pencil 26 - 27 <i>Electrodes monopolares para artroscopia, mango</i> 26 - 27




Shaver-Klingen DANmed, Linvatec / Concept
Shaver blades, DANmed, Linvatec / Concept
Hojas para shaver, DANmed, Linvatec / Concept

28 - 31
28 - 31
28 - 31



Mini-Arthroskopieschäfte, Obturatoren und Trokare
Mini-Arthroscopy sheaths, obturators and trocars
Mini-Artroscopia vainas, obturadores y trocares

32 - 33
32 - 33
32 - 33



Arthroskopieschäfte, Highflow
Arthroscopy sheaths, high flow
Vainas para Artroscopia, high flow

34
34
34



Spülkanülen, Trokare und Obturatoren
Cannulas for irrigation, trocars and obturators
Cánulas para irrigación, trócares y obturadores

35
35
35



Arthroskopie Optiken
Scopes for arthroscopy
Ópticas para artroscopia

36
36
36



Mini-Arthroskope
Mini Arthroscopes
Mini artroscopios

37
37
37



Glasfaser-/ Kaltlichtkabel
Fiberoptic cables
Cables de fibra óptica

38
38
38

	Seite Page <i>Página</i>
 Adapter Adapter <i>Adaptadores</i>	39 39 39
 Reinigungs- und Sterilisationszubehör Cleaning and sterilizing accessories <i>Accesorios para limpieza y esterilización</i>	40 - 41 40 - 41 40 - 41
 DAN-018052 DAN-010806Z DAN-010806H Nummernverzeichnis Numerical index <i>Indice numerico</i>	42 - 44 42 - 44 42 - 44

worldwide



ALPHA-CUT Instrumente
ALPHA-CUT Instruments
ALPHA-CUT Instrumentos



ALPHA-CUT **Präzision und Individualität in einem.**

Präzision... unsere ALPHA-CUT Stanzen überzeugen durch ihr präzises Schneideverhalten auch unter hoher Belastung. Dank der feinen Abstimmung von Griff und Schaft, sowie sorgfältigster Montage, ermöglicht unsere ALPHA-CUT auch in herausfordernden Situationen ein exaktes Arbeiten.

Individualität... ob eine persönliche Namensgravur oder eine hochwertige partielle Vergoldung – Ihre ALPHA-CUT wird zu einem persönlichen Begleiter in edelster Ausführung.

Unsere unterschiedlichen Variationen der ALPHA-CUT Stanze bieten für jeden Bereich eine perfekte Lösung. Überzeugen Sie sich selbst!

Precision and Individuality all in one.

Precision... our ALPHA-CUT punches impress with precise cutting even under heavy pressure. Due to the fine tuning between handle and shaft, as well as accurate assembling, our ALPHA-CUT enables exact operating even in challenging circumstances.

Individuality... whether a personal name engraving or a high quality partial gold coating – your ALPHA-CUT will accompany you in a noble style.

Our diverse variations of the ALPHA-CUT offer a perfect solution in every area. See for yourself!



ALPHA-CUT Beschichtungsmöglichkeiten

ALPHA-CUT Coating options

ALPHA-CUT Opciones de recubrimiento

Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

STANDARD



Standard
Standard
Standardo

DAN-012012D
DAN-011012C

GOLD DESIGN



Bewegliches Teil - Gold
Moving part - Gold Design
Parte móvil - Diseñar Oro

DAN-012012D-**G**
DAN-011012C-**G**

BLACK DESIGN



Griff - Schwarz
Raste - Gold
Handle - Black Design
Ratchet - Gold Design
Mango - Diseñar Negro
Cremallera - Diseñar Oro

DAN-012012D-**S**
DAN-011012C-**S**

BLUE DESIGN



Griff - Blau
Raste - Gold
Handle - Blue Design
Ratchet - Gold Design
Mango - Diseñar Azul
Cremallera - Diseñar Oro

DAN-012012D-**B**
DAN-011012C-**B**

HIGH LINE - STANDARD



High Line Standard
High Line standard
High Line standardo

DAN-012012B
DAN-011022E


HIGH LINE - GOLD DESIGN



High Line bewegliches Teil - Gold
High Line moving part - Gold Design
High Line parte móvil - Diseñar Oro

DAN-012012B-**G**
DAN-011022E-**G**

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos



Basket Punch - SC00P



	Maulhöhe tip height altura de corte	Schnittbreite bite width anchura de corte	Griff Standard Line handle Standard Line mango Standard Line	Griff High Line handle High Line mango High Line	Griff PRO Line handle PRO Line mango PRO Line
straight	2.7 mm	1.8 mm	DAN-012011D	DAN-012011B	DAN-012011P
straight	3.4 mm	2.0 mm	DAN-012012D	DAN-012012B	DAN-012012P
upbiter	1.5 mm	1.6 mm	DAN-012020D	DAN-012020B	DAN-012020P
straight	1.0 mm	1.6 mm	DAN-012029D	DAN-012029B	DAN-012029P
upbiter	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012030D	DAN-012030B	DAN-012030P
upswept	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012031D	DAN-012031B	DAN-012031P
upswept	1.5 mm	1.6 mm	DAN-012032D	DAN-012032B	DAN-012032P
downbiter	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012033D	DAN-012033B	DAN-012033P
straight	1.5 mm	1.6 mm	DAN-012034D	DAN-012034B	DAN-012034P
curved left	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012040D	DAN-012040B	DAN-012040P
curved right	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012041D	DAN-012041B	DAN-012041P
upbiter - curved left	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012042D	DAN-012042B	DAN-012042P
upbiter - curved right	1.3 mm	1.6 mm	DAN-012043D	DAN-012043B	DAN-012043P



Lassen Sie Ihr Instrument nach Ihrer Wahl beschichten - sehen Sie hierzu die Möglichkeiten auf Seite 6.
Have your instrument coated of your choice - for options see page 6.
 Haga que su instrumento recubierto de su elección - para obtener más información consulte la página 6.

Komplettinstrumente / Complete instruments / Instrumentos completos


Schnittbreite
bite width
anchura de corte

Griff Standard Line
handle Standard Line
mango Standard Line

Griff High Line
handle High Line
mango High Line

Griff PRO Line
handle PRO Line
mango PRO Line

Basket Punch - DUCKBILL



upswept	3.2 mm	DAN-012000D	DAN-012000B	DAN-012000P
straight	3.2 mm	DAN-012013D	DAN-012013B	DAN-012013P
upbiter	3.2 mm	DAN-012014D	DAN-012014B	DAN-012014P
upbiter curved left	3.2 mm	DAN-012015D	DAN-012015B	DAN-012015P
upbiter curved right	3.2 mm	DAN-012016D	DAN-012016B	DAN-012016P

Basket Punch - DUCKLING



straight	3.2 mm	DAN-012044D	DAN-012044B	DAN-012044P
upbiter	3.2 mm	DAN-012045D	DAN-012045B	DAN-012045P
curved left	3.2 mm	DAN-012046D	DAN-012046B	DAN-012046P
curved right	3.2 mm	DAN-012047D	DAN-012047B	DAN-012047P
upswept	3.2 mm	DAN-012048D	DAN-012048B	DAN-012048P

Oval Punch



upbiter	4.4 mm	DAN-7207200D	DAN-7207200B	DAN-7207200P
straight	4.4 mm	DAN-7207201D	DAN-7207201B	DAN-7207201P
curved left	4.4 mm	DAN-7207294D	DAN-7207294B	DAN-7207294P
curved right	4.4 mm	DAN-7207295D	DAN-7207295B	DAN-7207295P
upswept	4.4 mm	DAN-7207296D	DAN-7207296B	DAN-7207296P

Basket Punch - Narrowline



upbiter	1.7 mm	DAN-012051D	DAN-012051B	DAN-012051P
straight	1.7 mm	DAN-012052D	DAN-012052B	DAN-012052P
upbiter - curved left	1.7 mm	DAN-012053D	DAN-012053B	DAN-012053P
upbiter - curved right	1.7 mm	DAN-012054D	DAN-012054B	DAN-012054P
upswept	1.7 mm	DAN-012055D	DAN-012055B	DAN-012055P

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos



Schnittbreite
bite width
anchura de corte

Griff Standard Line
handle Standard Line
mango Standard Line

Griff High Line
handle High Line
mango High Line

Griff PRO Line
handle PRO Line
mango PRO Line

Scissors Punch



straight	0,7 mm	DAN-012036D	DAN-012036B	DAN-012036P
upbiter	0,7 mm	DAN-012037D	DAN-012037B	DAN-012037P
upbiter - curved left	0,7 mm	DAN-012038D	DAN-012038B	DAN-012038P
upbiter - curved right	0,7 mm	DAN-012039D	DAN-012039B	DAN-012039P

Basket Punch - BACKBITER



right	2.4 mm	DAN-012058D	DAN-012058B	DAN-012058P
left	2.4 mm	DAN-012059D	DAN-012059B	DAN-012059P

Posterior Punch



upbiter	2.2 mm	DAN-012201D	DAN-012201B	DAN-012201P
upswept	2.2 mm	DAN-012202D	DAN-012202B	DAN-012202P
straight	2.2 mm	DAN-012203D	DAN-012203B	DAN-012203P
curved left	2.2 mm	DAN-012204D	DAN-012204B	DAN-012204P
curved right	2.2 mm	DAN-012205D	DAN-012205B	DAN-012205P

Basket Punch - Blunt Nose



straight	1.7 mm	DAN-012035D	DAN-012035B	DAN-012035P
----------	--------	-------------	-------------	-------------

Basket Punch - Meniscal Elevator



straight	1.3 mm	DAN-012060D	DAN-012060B	DAN-012060P
upbiter	1.3 mm	DAN-012061D	DAN-012061B	DAN-012061P



Lassen Sie Ihr Instrument nach Ihrer Wahl beschichten - sehen Sie hierzu die Möglichkeiten auf Seite 6.
Have your instrument coated of your choice - for options see page 6.
Haga que su instrumento recubierto de su elección - para obtener más información consulte la página 6.



ALPHA-CUT Arthroskopie Schere
ALPHA-CUT Arthroscopy Scissors
ALPHA-CUT Tijeras de artroscopia

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos

Meniscal Punch - **OVERBITER**



	Schnittbreite bite width anchura de corte	Griff Standard Line handle Standard Line mango Standard Line	Griff High Line handle High Line mango High Line	Griff PRO Line handle PRO Line mango PRO Line
overbite		DAN-7209878D	DAN-7209878B	DAN-7209878P



Lassen Sie Ihr Instrument nach Ihrer Wahl beschichten - sehen Sie hierzu die Möglichkeiten auf Seite 6.
Have your instrument coated of your choice - for options see page 6.
Haga que su instrumento recubierto de su elección - para obtener más información consulte la página 6.

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / *Instrumentos completos*

Grasping Forceps - PITBULL



Maulbreite
tip width
pies de ancho

Griff mit Raste
handle with ratchet
mango con cremallera



Griff High Line mit Raste
handle High Line with ratchet
mango High Line con cremallera

straight		DAN-011022C	DAN-011022E
----------	--	-------------	-------------

Grasping Forceps - CUPPED



straight	2.7 mm	DAN-011012C	DAN-011012E
straight	3.4 mm	DAN-011014C	DAN-011014E

Grasping Forceps - RONGEUR



Raptor		DAN-014720C	DAN-014720E
Raptor Jr.		DAN-014843C	DAN-014843E

Grasping Forceps - ALLIGATOR



straight	3.0 mm	DAN-011020C	DAN-011020E
upcurved	3.0 mm	DAN-011021C	DAN-011021E
straight	3.5 mm	DAN-011024C	DAN-011024E



ALPHA-CUT Instrumente
ALPHA-CUT Instruments
ALPHA-CUT Instrumentos

ALPHA-CUT Stanzen / Scheren mit Zigarrengriff
 ALPHA-CUT **Punches / Scissors with cigar handle**
 ALPHA-CUT Pinzas / tijeras con mango de cigarros

ARTHRO

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos

Schere / Stanze mit Zifarengriff

Scissors / Punch with cigar handle

Tijera / pinza con mango de cigarros



Basket Punch - 90° ROTARY



Hooked Rotary Scissors



Rotary Scissors



	Maulhöhe tip height altura de corte	Schnittbreite bite width anchura de corte	Zigarrengriff cigar handle mango de cigarros
90° - left	3.9 mm	3.4 mm	DAN-010900Z
90° - right	3.9 mm	3.4 mm	DAN-010901Z
90° - left	3.4 mm	2.2 mm	DAN-010906Z
90 - right	3.4 mm	2.2 mm	DAN-010907Z
20° - left	—	—	DAN-010800Z
20° - right	—	—	DAN-010801Z
60° - left	—	—	DAN-010802Z
60° - right	—	—	DAN-010803Z
20° serrated - left	—	—	DAN-010806Z
20° serrated - right	—	—	DAN-010807Z

Stanze mit Loop Griff

Punch with Loop handle

Pinza con Loop mango



Basket Punch - 90° ROTARY



Hooked Rotary Scissors



Rotary Scissors



	Maulhöhe tip height altura de corte	Schnittbreite bite width anchura de corte	Loop Griff Loop handle mango Loop
90° - left	3.4 mm	3.2 mm	DAN-010900L
90° - right	3.4 mm	3.2 mm	DAN-010901L
90° - left	3.2 mm	2.2 mm	DAN-010912L
90 - right	3.2 mm	2.2 mm	DAN-010913L
20° - left	—	—	DAN-010800L
20° - right	—	—	DAN-010801L
60° - left	—	—	DAN-010802L
60° - right	—	—	DAN-010803L
20° serrated - left	—	—	DAN-010806L
20° serrated - right	—	—	DAN-010807L

worldwide



Alle Modelle auch spülbar - hängen Sie bitte bei der Bestell-Nr. ein **S** an.
We have all Models also rinsable - please attach S to the Item No.
Tenemos todos modelos también enjugado, por favor incluya S al Artículo.

Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

AZB-263-270S

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos


Hakenscherer / Hakenstanzen

Hook scissors / Hook punch

Tijera / pinza de gancho


Hakenscherer *
hook scissors *
tijera de gancho *

Hakenstanze m. Schaufel
hook punch with scoop
pinza de gancho

Hakenstanze, abgesetzt
hook punch, set down
pinza de gancho

Hakenstanze, eckig
hook punch, angular
pinza de gancho, angular


	straight	Ø 3,5 mm	XXX-250-350	XXX-290-350	XXX-350-350	XXX-370-350
		Ø 2,7 mm	XXX-250-270	XXX-290-270	XXX-350-270	—
	30° right	Ø 3,5 mm	XXX-251-350	XXX-291-350	XXX-351-350	XXX-371-350
		Ø 2,7 mm	XXX-251-270	XXX-291-270	XXX-351-270	—
	30° left	Ø 3,5 mm	XXX-253-350	XXX-293-350	XXX-353-350	XXX-373-350
		Ø 2,7 mm	XXX-253-270	XXX-293-270	XXX-353-270	—
	45° right	Ø 3,5 mm	XXX-255-350	XXX-295-350	XXX-355-350	XXX-375-350
		Ø 2,7 mm	XXX-255-270	XXX-295-270	XXX-355-270	—
	45° left	Ø 3,5 mm	XXX-257-350	XXX-297-350	XXX-357-350	XXX-377-350
		Ø 2,7 mm	XXX-257-270	XXX-297-270	XXX-357-270	—
	7° up	Ø 3,5 mm	XXX-259-350	XXX-299-350	XXX-359-350	XXX-379-350
		Ø 2,7 mm	XXX-259-270	XXX-299-270	XXX-359-270	—
	7° down	Ø 3,5 mm	XXX-261-350	XXX-301-350	XXX-361-350	XXX-381-350
		Ø 2,7 mm	XXX-261-270	XXX-301-270	XXX-361-270	—
	15° up *	Ø 3,5 mm	XXX-263-350	XXX-303-350	XXX-363-350	XXX-383-350
		Ø 2,7 mm *	XXX-263-270 *	XXX-303-270	XXX-363-270	—
	15° down	Ø 3,5 mm	XXX-265-350	XXX-305-350	XXX-365-350	XXX-385-350
		Ø 2,7 mm	XXX-265-270	XXX-305-270	XXX-365-270	—


Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

Modell **AZB**
model AZB
modelo **AZB**

Hakenscherer
hook scissors
tijera de gancho

15° up

Ø 2,7 mm


XXX-263-270

AZB-263-270

worldwide

Arthroskopie Stanzen - verschiedene Modelle

Arthroscopy punches - different models

Pinzas de artroscopia - modelos diferentes

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos

Hakenstanze / Breitmaulstanze

Hook punch / wide jaw punch

Pinza de gancho / punta



Hakenstanze 15°
hook punch 15°
pinza de gancho 15°



Breitmaulstanze 4.5 mm
wide jaw punch 4.5 mm
pinza de gancho 4.5 mm



Breitmaulstanze 3.5 mm
wide jaw punch 3.5 mm
pinza de gancho 3.5 mm



Breitmaulstanze 2.5 mm
wide jaw punch 2.5 mm
pinza de gancho 2.5 mm

	straight	Ø 3,5 mm	XXX-390-350	XXX-490-350	XXX-560-350	XXX-630-350
	30° right	Ø 3,5 mm	XXX-391-350	XXX-491-350	XXX-561-350	XXX-631-350
	30° left	Ø 3,5 mm	XXX-393-350	XXX-493-350	XXX-563-350	XXX-633-350
	45° right	Ø 3,5 mm	XXX-395-350	XXX-495-350	XXX-565-350	XXX-635-350
	45° left	Ø 3,5 mm	XXX-397-350	XXX-497-350	XXX-567-350	XXX-637-350
	7° up	Ø 3,5 mm	XXX-399-350	XXX-499-350	XXX-569-350	XXX-639-350
	7° down	Ø 3,5 mm	XXX-401-350	XXX-501-350	XXX-571-350	XXX-641-350
	15° up	Ø 3,5 mm	XXX-403-350	XXX-503-350	XXX-573-350	XXX-643-350
	15° down	Ø 3,5 mm	XXX-405-350	XXX-505-350	XXX-575-350	XXX-645-350



Alle Modelle auch spülbar - hängen Sie bitte bei der Bestell-Nr. ein **S** an.
We have all Models also rinsable - please attach S to the Item No.
Tenemos todos modelos también enjugado, por favor incluya **S** al artículo.

Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

AZB-543-350S

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos


Breitmaulstanze, 15° aufwärts gefräst

Wide jaw punch, 15° up milled

Punta, 15° hacia arriba


Breitmaulstanze 4.5 mm
wide jaw punch 4.5 mm *
punta, 4.5 mm *

Breitmaulstanze 3.5 mm
wide jaw punch 3.5 mm
punta, 3.5 mm

Breitmaulstanze 2.5 mm
wide jaw punch 2.5 mm
punta, 2.5 mm

Breitmaulstanze 45°, 2.0 mm
wide jaw punch 45°, 2.0 mm
punta 45°, 2.0 mm

	straight	Ø 3,5 mm	XXX-530-350	XXX-600-350	XXX-680-350	XXX-698-350
	30° right	Ø 3,5 mm	XXX-531-350	XXX-601-350	XXX-681-350	—
	30° left	Ø 3,5 mm	XXX-533-350	XXX-603-350	XXX-683-350	—
	45° right	Ø 3,5 mm	XXX-535-350	XXX-605-350	XXX-685-350	—
	45° left	Ø 3,5 mm	XXX-537-350	XXX-607-350	XXX-687-350	—
	7° up	Ø 3,5 mm	XXX-539-350	XXX-609-350	XXX-689-350	—
	7° down	Ø 3,5 mm	XXX-541-350	XXX-611-350	XXX-691-350	—
	15° up *	Ø 3,5 mm *	XXX-543-350 *	XXX-613-350	XXX-693-350	—
	15° down	Ø 3,5 mm	XXX-545-350	XXX-615-350	XXX-695-350	—

*

Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

Modell **AZB**
model AZB
modelo **AZB**

Breitmaulstanze 4.5 mm
wide jaw punch 4.5 mm
punta, 4.5 mm

15° up

Ø 3,5mm


XXX-543-350

AZB-543-350

worldwide

Arthroskopie Stanzen - verschiedene Modelle

Arthroscopy punches - different models

Pinzas de artroscopia - modelos diferentes

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos


Hakenscherer / Stanze 45°

Hook scissors / hook punch 45°

Tijera / pinza de gancho 45°



right	Ø 3,5 mm	XXX-270-350	XXX-410-350	XXX-420-350
left	Ø 3,5 mm	XXX-280-350	XXX-430-350	XXX-440-350

Hakenstanze / Breitmaulstanze, 90°

Hook punch / wide jaw punch, 90°

Pinza de gancho / punta, 90°



right	Ø 3,5 mm	XXX-450-350	XXX-460-350	XXX-740-350	XXX-760-350
left	Ø 3,5 mm	XXX-470-350	XXX-480-350	XXX-750-350	XXX-770-350



Alle Modelle auch spülbar - hängen Sie bitte bei der Bestell-Nr. ein **S** an.
We have all Models also rinsable - please attach S to the Item No.
Tenemos todos modelos también enjugado, por favor incluya **S** al artículo.

Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

AZD-709-350S

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos



Scherenstanze

Scissors punch

Tijera de gancho



Scherenstanze, 0.8 mm *
scissors punch, 0.8 mm *
tijera de gancho, 0.8 mm *



Scherenstanze 15°, 0.8 mm
scissors punch 15°, 0.8 mm
tijera de gancho 15°, 0.8 mm

	straight	Ø 3,5 mm	XXX-700-350	XXX-720-350
	30° right	Ø 3,5 mm	XXX-701-350	XXX-721-350
	30° left	Ø 3,5 mm	XXX-703-350	XXX-723-350
	45° right	Ø 3,5 mm	XXX-705-350	XXX-725-350
	45° left	Ø 3,5 mm	XXX-707-350	XXX-727-350
	7° up *	Ø 3,5 mm *	XXX-709-350 *	XXX-729-350
	7° down	Ø 3,5 mm	XXX-711-350	XXX-731-350
	15° up	Ø 3,5 mm	XXX-713-350	XXX-733-350
	15° down	Ø 3,5 mm	XXX-715-350	XXX-735-350



Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido



Modell **AZD**
model AZD
modelo **AZD**

+



Scherenstanze, 0.8 mm
Scissors punch, 0.8 mm
tijera de gancho, 0.8 mm

+




7° up

+



Ø 3,5mm

=



XXX-709-350

AZD-709-350

worldwide

Arthroskopie Fasszangen - verschiedene Modelle **Arthroscopy Grasping Forceps - different models** Pinzas de agarre - modelos diferentes

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / Instrumentos completos


Arthroskopie - Fasszangen
Arthroscopy - grasping forceps
Artrroscopia - pinzas de agarre



Ø 2,7 mm	XXX-800-270	—	—
Ø 3,5 mm	XXX-800-350	XXX-820-350	XXX-840-350



Ø 3,5mm	XXX-860-350	XXX-880-350	—
Ø 4,5 mm *	—	—	XXX-845-450 *



Alle Modelle auch spülbar - hängen Sie bitte bei der Bestell-Nr. ein **S** an.
We have all Models also rinsable - please attach S to the Item No.
Tenemos todos modelos también enjugado, por favor incluya **S** al artículo.

Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido

AZD-845-450S

Arthroskopie Stanzen - verschiedene Modelle

Arthroscopy punches - different models

Pinzas de artroscopia - modelos diferentes

ARTHRO

Komplettinstrumente / **Complete instruments** / *Instrumentos completos*



Nahtinstrumente

Suture Instruments

Instrumentos de sutura



Fadenfasszange, gerade
suture grasping forceps
pinzas de sutura

XXX-890-350



45° scharf, aufwärts gefräst
45° sharp, up milled
45°, fuerte, por fresado

XXX-893-350



10° scharf, aufwärts gefräst
10° sharp, up milled
10°, fuerte, por fresado

XXX-895-350



gerade, scharf
straight, sharp
recto, fuerte

XXX-900-350

Rückwärtsstanze, Schnittbreite 2.5 mm

Retrograde punch, bite width 2.5 mm

Pinza de retrograda, anchura de corte 2.5 mm



links
left
izquierda



rechts
right
derecha

straight	Ø 3,5 mm	XXX-780-350	XXX-790-350
----------	----------	-------------	-------------



Bestell-Beispiel
Ordering example
Ejemplo de pedido



Modell AZD
model AZD
modelo AZD

+



Bulldog Fassungzange
Bulldog Grasping Forceps
pinza de bulldog, craso

+



Ø 4,5mm



=




AZD-845-450

worldwide


Arthroskopie Stanzen
Arthroscopy punches
Pinzas de artroscopia



gerade
straight
recto




45° aufwärts
45° up curved
45° curvada hacia arriba



45° abwärts
45° down curved
45° curvada hacia abajo

CUSHING

2 x 10 mm



Länge
length
longitud

X = 180 mm

ASA-001-180

ASA-011-180

ASA-021-180

X = 150 mm

ASA-001-150

ASA-011-150

ASA-021-150

X = 120 mm

ASA-001-120

ASA-011-120

ASA-021-120

LOVE - GRÜNWALD

3 x 10 mm



X = 180 mm

ASA-002-180

ASA-012-180

ASA-022-180

X = 150 mm

ASA-002-150

ASA-012-150

ASA-022-150

X = 120 mm


ASA-002-120

ASA-012-120

ASA-022-120

SPURLING

4 x 10 mm



X = 180 mm

ASA-003-180

ASA-013-180

ASA-023-180

X = 150 mm

ASA-003-150

ASA-013-150

ASA-023-150

X = 120 mm

ASA-003-120

ASA-013-120

ASA-023-120

Meniscus- / Sehnenfasszangen

Meniscus-/ Tendon grasping forceps


Pinzas de menisco y de tendón

ARTHRO

Meniskus-Fasszange

Meniscus grasping forceps

Pinza de menisco



Sehnenfasszange, gerade

Tendon grasping forceps, straight

Pinza de tendón, recta



Sehnenfasszange, rechts

Tendon grasping forceps, right

Pinza de tendón, derecha



Sehnenfasszange, links

Tendon grasping forceps, left

Pinza de tendón, izquierda




worldwide

Arthroskopie Instrumente mit Dreieckgriff

Arthroscopy instruments with triangle handle

Instrumentos de artroscopia con mango triángulo



Hakensonde und Retraktor, spitz

Hook probe and retractor, pointed

Sonda a gancho, aguda

Messer, 45° abgewinkelt

Knife, 45° angled

Bisturí angulado 45°

Bajonettmesser

Bayonet knife

Bisturí en forma de bayoneta

Bananenmesser, gezahnt

Banana knife, serrated

Bisturí en forma de banana, dentado

Bananenmesser, glatt

Banana knife, smooth

Bisturí en forma de banana

Löffel, 30° gebogen, 3 mm

Spoon, curved 30°, 3 mm

Cuchara, curva 30°, 3 mm

Ring-Kurette, 15° abgewinkelt, Ø 3 mm

Ring curette, 15° angled, Ø 3 mm

Cureta, 15° ansulado, Ø 3 mm

Ring-Kurette, 15° abgewinkelt, Ø 7 mm

Ring curette, 15° angled, Ø 7 mm

Cureta, 15° ansulado, Ø 7 mm

Hakensonde, graduert, Ø 3 mm

Hook probe, graduated, Ø 3 mm

Sonda a gancho, Ø 3 mm

Hakensonde, graduert, Ø 5 mm

Hook probe, graduated, Ø 5 mm

Sonda a gancho, Ø 5 mm

Smillie Meniskotom

Smillie meniscotome

Smillie meniscotomo

Smillie Meniskotom

Smillie meniscotome


Smillie meniscotomo

Smillie Meniskotom, 7 mm

Smillie meniscotome, 7 mm

Smillie meniscotomo, 7 mm

	X = 240 mm	ADA-001-240
	X = 240 mm	ADA-002-240
	X = 240 mm	ADA-003-240
	X = 240 mm	ADA-004-240
	X = 240 mm	ADA-005-240
	X = 240 mm	ADA-006-240
	X = 240 mm	ADA-007-240
	X = 240 mm	ADA-008-240
	X = 240 mm	ADA-009-240
	X = 240 mm	ADA-010-240
	X = 240 mm	ADA-011-240
	X = 240 mm	ADA-012-240
	X = 240 mm	ADA-013-240



Skalpellmesser, geballt

Scalpel knife
Bisturí


X = 240 mm

ADA-014-240

Rosettenmesser, gerade, gezahnt

Rosette knife, straight, serrated
Bisturí redondo, recto, dentado


X = 240 mm

ADA-015-240


Rosettenmesser, 30° links gebogen, gezahnt

Rosette knife, curved to the left 30°, serrated
Bisturí redondo, dentado, 30° hacia la izquierda


X = 240 mm

ADA-016-240

Rosettenmesser, 30° rechts gebogen, gezahnt

Rosette knife, curved to the right 30°, serrated
Bisturí redondo, dentado, 30° hacia la derecha


X = 240 mm

ADA-017-240

Sichelmesser

Sickle knife
Bisturí en forma de hoz


X = 240 mm


ADA-018-240

Hakenmesser, 90° seitlich schneidend

Hook knife, 90°, lateral cutting
Bisturí a gancho 90°, corte lateral


X = 240 mm

ADA-019-240



Microfraktor, gerade

Microfractor, straight
Microfactor, recta


X = 110 mm

AXF-000-110

Microfraktor, 15°

Microfractor, 15°
Microfactor, 15°


X = 110 mm

AXF-015-110

Microfraktor, 30°

Microfractor, 30°
Microfactor, 30°


X = 110 mm

AXF-030-110

Microfraktor, 60°

Microfractor, 60°
Microfactor, 60°


X = 110 mm


AXF-060-110

Microfraktor, 90°

Microfractor, 90°
Microfactor, 90°



X = 110 mm

AXF-090-110

		Länge length longitud	Schaft Sheat Aguja	
Spatelektrode 3 mm Blade electrode 3 mm <i>Espátula de electrodos 3 mm</i>		24 mm	4 mm	AEM-005-024
Nadelektrode 0,5 mm Needle electrode 0,5 mm <i>Electrodo de aguja 0,5 mm</i>		23 mm	4 mm	AEM-011-023
Bandschlingenelektrode Ø 12 mm Ribbon loop electrode Ø 12 mm <i>Electrodo de lazo de cinta Ø 12 mm</i>		—	4 mm	AEM-018-012
Kugelektrode Ø 4 mm Ball electrode Ø 4 mm <i>Electrodo de bola Ø 4 mm</i>		—	4 mm	AEM-021-004
Drahtschlingenelektrode Ø 10 mm Ribbon loop electrode Ø 10 mm <i>Electrodo de lazo de cinta Ø 10 mm</i>		100 mm	4 mm	AEM-027-100
Kugelektrode Ø 4 mm Ball electrode Ø 4 mm <i>Electrodo de bola Ø 4 mm</i>		100 mm	4 mm	AEM-029-100
Nadelektrode 12x0,8 mm Needle electrode 12x0,8 mm <i>Electrodo de aguja 12x0,8 mm</i>		100 mm	4 mm	AEM-031-100
Messerelektrode 10x2,4 mm Knife electrode 10x2,4 mm <i>Cuchillo de electrodos 10x2,4 mm</i>		100 mm	4 mm	AEM-033-100
Spatelektrode 16x2 mm, biegsam Blade electrode 16x2 mm, flexible <i>Espátula de electrodos 16x2 mm, flexible</i>		55 mm	4 mm	AEM-040-055

autoklavierbar / autoclavable

134°C / 237°F



Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.
Further electrodes available on request.
Otros electrodos son disponibles según demanda.

Handgriff für Arthroskopie Elektroden

Pencil for arthroscopy electrodes

Mango para electrodos

ARTHRO

Handgriff allein, max. 4000 Vp

Pencil only , max. 4000 Vp

Mango sólo, max. 4000 Vp



für Schaft
for Sheat
para Aguja

Elektrodenhandgriff mit 2 Tasten, ERBE

Electrode handle with 2 pushbuttons, ERBE

Mango portaelectrodos con 2 botonesm, ERBE

Elektrodenhandgriff mit 2 Tasten, MARTIN

Electrode handle with 2 pushbuttons, MARTIN

Mango portaelectrodos con 2 botones, MARTIN

Ø 4 mm	AHM-500-000
Ø 4 mm	AHM-500-001

autoklavierbar / **autoclavable**

134°C / 237°F



Handgriff monopolar...

Pencil monopolar...

Mango monopolar...

mit Stecker für US-Geräte und ERBE

with plug for US-Generator and ERBE

con enchufe para generador US y ERBE

mit Stecker für ICC/ACC, ERBE

with plug for ICC/ACC, ERBE

con enchufe para ICC/ACC y ERBE

mit Stecker für MARTIN, BERCHTOLD, AES

with plug for MARTIN, BERCHTOLD, AES

con enchufe para MARTIN, BERCHTOLD, AES



4 m

AHM-301-400



4 m

AHM-302-400



4 m

AHM-303-400

worldwide

Shaver-Klingen DANmed, Linvatec / Concept
Shaver blades, DANmed, Linvatec / Concept
 Hojas para shaver, DANmed, Linvatec / Concept

autoklavierbar / **autoclavable**
 134°C / 237°F

Einsetzbar für DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, und Friatec-Shaver

Fitting the DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, and Friatec-Shaver

Para uso con DANmed, Linvatec / Concept, Artrex y Friatec-Shaver



Full Radius Resector



	Ø 5.5 mm	Ø 4.2 mm	Ø 3.5 mm
single-use	ASL-001-055	ASL-001-042	ASL-001-035
single-use steril	ASL-002-055	ASL-002-042	ASL-002-035
single-use 15° gebogen curved <i>curva</i>	ASL-003-055	ASL-003-042	ASL-003-035
single-use 30° gebogen curved <i>curva</i>	ASL-004-055	ASL-004-042	ASL-004-035
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	ASL-005-055	ASL-005-042	ASL-005-035

Aggressive Full Radius



single-use	ASL-011-055	ASL-011-042	ASL-011-035
single-use steril	ASL-012-055	ASL-012-042	ASL-012-035
single-use 15° gebogen curved <i>curva</i>	ASL-013-055	ASL-013-042	ASL-013-035
single-use 30° gebogen curved <i>curva</i>	ASL-014-055	ASL-014-042	ASL-014-035
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	ASL-015-055	ASL-015-042	ASL-015-035

Shaver-Klingen DANmed, Linvatec / Concept
Shaver blades, DANmed, Linvatec / Concept
 Hojas para shaver, DANmed, Linvatec / Concept

ARTHRO

autoklavierbar / **autoclavable**
 134°C / 237°F

Einsetzbar für DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, und Friatec-Shaver

Fitting the DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, and Friatec-Shaver

Para uso con DANmed, Linvatec / Concept, Artrex y Friatec-Shaver



Meniscus Cutter



	Ø 5.5 mm	Ø 4.2 mm	Ø 3.5 mm
single-use	ASL-021-055	ASL-021-042	ASL-021-035
single-use steril	ASL-022-055	ASL-022-042	ASL-022-035
single-use 15° gebogen curved curva	ASL-023-055	ASL-023-042	ASL-023-035
single-use 30° gebogen curved curva	ASL-024-055	ASL-024-042	ASL-024-035
multi-use aus Edelstahl all stainless steel todos de acero inoxidable	ASL-025-055	ASL-025-042	ASL-025-035

Trimmer



single-use	ASL-031-055	ASL-031-042	ASL-031-035
single-use steril	ASL-032-055	ASL-032-042	ASL-032-035
single-use 15° gebogen curved curva	ASL-033-055	ASL-033-042	ASL-033-035
single-use 30° gebogen curved curva	ASL-034-055	ASL-034-042	ASL-034-035
multi-use aus Edelstahl all stainless steel todos de acero inoxidable	ASL-035-055	ASL-035-042	ASL-035-035

worldwide

Shaver-Klingen DANmed, Linvatec / Concept
Shaver blades, DANmed, Linvatec / Concept
 Hojas para shaver, DANmed, Linvatec / Concept

autoklavierbar / **autoclavable**
 134°C / 237°F

Einsetzbar für DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, und Friatec-Shaver

Fitting the DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, and Friatec-Shaver

Para uso con DANmed, Linvatec / Concept, Artrex y Friatec-Shaver



Aggressive Meniscus Cutter



	Ø 5.5 mm	Ø 4.2 mm	Ø 3.5 mm
single-use	ASL-041-055	ASL-041-042	ASL-041-035
single-use steril	ASL-042-055	ASL-042-042	ASL-042-035
single-use 15° gebogen curved <i>curva</i>	ASL-043-055	ASL-043-042	ASL-043-035
single-use 30° gebogen curved <i>curva</i>	ASL-044-055	ASL-044-042	ASL-044-035
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	ASL-045-055	ASL-045-042	ASL-045-035

Conical Double Full Radius



single-use	—	ASL-051-042	—
single-use steril	—	ASL-052-042	—
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	—	ASL-055-042	—

autoklavierbar / **autoclavable**
 134°C / 237°F

Einsetzbar für DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, und Friatec-Shaver

Fitting the DANmed, Linvatec / Concept, Artrex, and Friatec-Shaver

Para uso con DANmed, Linvatec / Concept, Artrex e Friatec-Shaver



Round Burr



	Ø 5.5 mm	Ø 4.2 mm	Ø 3.5 mm
single-use	ASL-061-055	ASL-061-042	—
single-use steril	ASL-062-055	ASL-062-042	—
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	ASL-065-055	ASL-065-042	—

Tapered Burr



single-use	ASL-071-055	—	—
single-use steril	ASL-072-055	—	—
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	ASL-075-055	—	—

Oval Burr




single-use	ASL-081-055	—	—
single-use steril	ASL-082-055	—	—
multi-use aus Edelstahl all stainless steel <i>todos de acero inoxidable</i>	ASL-085-055	—	—

Mini-Arthroskopieschaft, drehbar, 2 Hähne

Mini sheath, rotating, 2 stopcocks

Vaina mini giratorio, 2 grifos giratorios




Außen Ø outer Ø Ø exterior	für Optik for scope para óptica	 0°	 30°	 universal
Ø 4 mm	Ø 2.7 mm - 110 mm	—	ATT-002-110	ATT-003-110
Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm - 104 mm	ATT-001-104	—	—
Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm - 58 mm	ATT-001-058	—	—

Trokar / Obturator für Mini-Arthroskopie

Trocar / obturator for mini - arthroscopy

Trocar / obturador para mini artroscopia



Länge length longitud		 Trokar, spitz trocar, pointed trocar, punta aguda	 Obturator, konisch obturator, conical obturador, conico	 Obturator, stumpf obturator, blunt obturador, romo
Ø 2.7 mm	110 mm	ATO-001-110	—	ATO-003-110
Ø 2.0 mm	104 mm	—	ATO-002-104	ATO-003-104
Ø 2.0 mm	58 mm	—	ATO-002-058	ATO-003-058

Arthroskopieschäfte, Obturatoren und Trokare

Arthroscopy sheaths, obturators and trocars


Vainas para la artroscopia, obturadores y trocares

ARTHRO

Arthroskopieschacht, drehbar

Arthroscopy sheath, rotating

Vaina para la artroscopia, giratoria




	für Optik for scope para óptica	Länge length longitud	mit 1 Hahn with 1 stopcock con 1 grifo	mit 2 Hähnen with 2 stopcocks con 2 grifos
 30°	Ø 4.0 mm	x = 175.0 mm	ATT-112-175	ATT-212-175
	Ø 2.7 mm	x = 187.5 mm	ATT-102-187	ATT-202-187
	Ø 2.7 mm	x = 175.0 mm	ATT-122-175	ATT-222-175
 UNIVERSAL	Ø 4.0 mm	x = 175.0 mm	ATT-113-175	ATT-213-175
	Ø 2.7 mm	x = 187.5 mm	ATT-103-185	ATT-203-185
	Ø 2.7 mm	x = 175.0 mm	ATT-123-175	ATT-223-175

Trokar / Obturator für Arthroskopie

Trocar / obturator for arthroscopy

Trocar / obturador para artroscopia



				
für Optik for scope <i>para óptica</i>	Länge length <i>longitud</i>	Trokar, spitz trocar, pointed <i>trocar, punta aguda</i>	Obturator, konisch obturator, conical <i>obturador, conico</i>	Obturator, stumpf obturator, blunt <i>obturador, romo</i>
Ø 4.0 mm	x = 175.0 mm	ATO-004-175	ATO-005-175	ATO-006-175
Ø 2.7 mm	x = 187.5 mm	ATO-004-185	ATO-005-185	ATO-006-185
Ø 2.7 mm	x = 175.0 mm	ATO-014-175	ATO-015-175	ATO-016-175

worldwide

Arthroskopieschäfte, Highflow

Arthroscopy sheaths, high flow

Vainas para Artroscoopia, high flow

Arthroskopieschaft, drehbar, Highflow

Arthroscopy sheath, rotating, high flow

Vaina para artroscoopia, giratorio, high flow




30°



UNIVERSAL

	Außen Ø outer Ø Ø exterior	für Optik for scope para óptica	Länge length longitud	mit 1 Hahn with 1 stopcock con 1 grifos	mit 2 Hähnen with 2 stopcocks con 2 grifos
	Ø 6 mm	Ø 4.0 mm	x = 175.0 mm	ATT-302-175	ATT-402-175
	Ø 4.5 mm	Ø 2.7 mm	x = 187.5 mm	ATT-302-187	ATT-402-187
	Ø 4.5 mm	Ø 2.7 mm	x = 175.0 mm	ATT-312-175	ATT-412-175
	Ø 6 mm	Ø 4.0 mm	x = 175.0 mm	ATT-303-175	ATT-403-175
	Ø 4.5 mm	Ø 2.7 mm	x = 187.5 mm	ATT-303-187	ATT-403-187
	Ø 4.5 mm	Ø 2.7 mm	x = 175.0 mm	ATT-313-175	ATT-413-175



Trocar / Obturator, Highflow

Trocar / obturator, high flow

Trocar / obturador, high flow



für Optik for scope para óptica	Länge length longitud	Trocar, spitz trocar, pointed trocar, punta aguda	Obturator, konisch obturator, conical obturador, conico	Obturator, stumpf obturator, blunt obturador, romo
Ø 4.0 mm	x = 175.0 mm	ATO-007-175	ATO-008-175	ATO-009-175
Ø 2.7 mm	x = 187.5 mm	ATO-007-187	ATO-008-187	ATO-009-187
Ø 2.7 mm	x = 175.0 mm	ATO-017-175	ATO-018-175	ATO-019-175

Spülkanülen, Trokare und Obturatoren

Cannulas for irrigation, trocars and obturator


Cánulas para irrigación, trócares y obturadores

ARTHRO

Spülkanüle mit Hahn

Cannula for irrigation with stopcock

Cánula para irrigación con grifo



Spülkanüle ohne Hahn

Cannula for irrigation without stopcock


Cánula para irrigación sin grifo



Trokar

Trocar


Trócar



Obturator

Obturator

Obturador



Spülkanüle mit Hahn, komplett (Obturator + Trokar)

Cannula for irrigation with stopcock, complete (obturator + trocar)


Cánula para irrigación con grifo, completo (obturador + trócar)

Spülkanüle ohne Hahn, komplett (Obturator + Trokar)

Cannula for irrigation without stopcock, complete (obturator + trocar)

Cánula para irrigación sin grifo, completo (obturador + trócar)

	Ø 3.2 mm	APS-101-032
	Ø 4.5 mm	APS-101-045
	Ø 3.2 mm	APS-202-032
	Ø 4.5 mm	—



Inflow-Kanüle komplett mit Adapter, Trokar dreikant und Trokar stumpf

Inflow cannula complete with adapter, trocar and obturator

Cánula para irrigación con adaptador, completo (trócar romo + trócar poramidal)

	Ø 4.5 mm	APS-505-045
--	----------	-------------

Alle Arthroskope sind mit Adaptern für alle gängigen Lichtleiter versehen, (ST, OLY, WO, ACMI).

All arthroscopes are equipped with the fittings for all common light guides, (ST, OLY, WO, ACMI).

Todos los artroscopios son equipados con adaptadores para los cables de luz fría corrientes, (ST, OLY, WO, ACMI).



		Länge length longitud	Durchmesser diameter de diámetro	Standard standard estándar	Weitwinkel wide angle gran ángulo
autoklavierbar / autoclavable 134°C / 237°F - 18 min		X = 187 mm	Ø 2,7 mm	ESS-027-187	—
		X = 175 mm	Ø 4 mm	—	ESW-040-175
		X = 110 mm	Ø 2,7 mm	ESS-027-110	—
autoklavierbar / autoclavable 134°C / 237°F - 18 min		X = 187 mm	Ø 2,7 mm	ESS-327-187	—
		X = 175 mm	Ø 4 mm	ESS-340-175	ESW-340-175
		X = 110 mm	Ø 2,7 mm	ESS-327-110	—
autoklavierbar / autoclavable 134°C / 237°F - 18 min		X = 175 mm	Ø 4 mm	—	ESW-440-175
autoklavierbar / autoclavable 134°C / 237°F - 18 min		X = 187 mm	Ø 2,7 mm	ESS-727-187	—
		X = 175 mm	Ø 4 mm	—	ESW-740-175
		X = 110 mm	Ø 2,7 mm	ESS-727-110	—




Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Further sizes available on request.
Otros tamaños disponibles según demanda.

Mini-Arthroskope

Mini arthroscopes


Mini artroscopios

ARTHRO



autoklavierbar / **autoclavable**

134°C / 237°F - 18 min



Länge
length
longitud

Durchmesser
diameter
de diámetro

Mini-Arthroskope
mini arthroscopes
mini artroscopios

X = 110 mm

Ø 2.0 mm

ESW-020-110


X = 175 mm

Ø 1.9 mm

ESS-019-175

autoklavierbar / **autoclavable**

134°C / 237°F - 18 min



X = 110 mm

Ø 2.0 mm

ESS-320-110

X = 175 mm

Ø 1.9 mm

ESS-319-175

worldwide

Glasfaser-/ Kaltlichtkabel

Fiberoptic cables*Cables de fibra óptica*

Glasfaser-/ Kaltlichtkabel, adaptierbar an alle gängigen Systeme mittels Adapter

Fiberoptic cables, suitable for all common systems with adapter*Cables de fibra óptica, compatibles con todos equipos corrientes con adaptadores*

Kabel ohne Adapter

Cable without adapter*Cables sin adaptadores*

Ø Kabel Ø cable Ø cable	Länge length longitud	Glasstab / Xenon geeignet glass stick / Xenon suit vidrio puñalada / Xenon adec.	verklebt glued pegada
Ø 4,8 mm	X = 3000 mm	LLK-048-300	LLK-148-300
Ø 4,8 mm	X = 2300 mm	LLK-048-230	LLK-148-230
Ø 4,8 mm	X = 1800 mm	LLK-048-180	LLK-148-180
Ø 3,5 mm	X = 3000 mm	LLK-035-300	LLK-135-300
Ø 3,5 mm	X = 2300 mm	LLK-035-230	LLK-135-230
Ø 3,5 mm	X = 1800 mm	LLK-035-180	LLK-135-180

Glasfaser-/ Kaltlichtkabel, speziell für XENON-Lichtquellen

Fiberoptic cables, especially for XENON light sources*Cables de fibra óptica, particularmente para fuentes de luz XENON*

Kabel ohne Adapter

Cable without adapter*Cables sin adaptadores*

Ø Kabel Ø cable Ø cable	Länge length longitud	Xenon Kaltlichtkabel Xenon fiberoptic cable cable de fibra óptica Xenon
Ø 4,8 mm	X = 3000 mm	LLX-048-300
Ø 4,8 mm	X = 2300 mm	LLX-048-230
Ø 4,8 mm	X = 1800 mm	LLX-048-180
Ø 3,5 mm	X = 3000 mm	LLX-035-300
Ø 3,5 mm	X = 2300 mm	LLX-035-230
Ø 3,5 mm	X = 1800 mm	LLX-035-180



Weitere Durchmesser, Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.

Further diameters, lengths and colors are available on request.*Otros diámetros, longitudes y colores son disponibles según demanda.*

Adapter - Projektorseite
Adapters - projector side
 Adaptadores - fuente de luz

	für / for / para	für Glasstab / Xenon Kabel for glass stick / Xenon cable para vidrio puñalada / Xenon	für Kabel verklebt for cable glued para cable pegada
	ST / AES	LLA-101-000	LLA-001-000
	WO / HSW / DYONICS / MEDICON / LINVATEC	LLA-102-000	LLA-002-000
	ACMI / STRYKER	LLA-103-000	LLA-003-000
	PENTAX	LLA-104-000	LLA-004-000
	HEINE	—	LLA-005-000
	WINTER	—	LLA-006-000
	VOLPI	—	LLA-007-000
	FUJI	—	LLA-008-000
	OLYMPUS	LLA-109-000	LLA-009-000
	MLW	—	LLA-010-000

Adapter - Endoskopseite
Adapter - endoscope side
 Adaptadores - endoscopio

	für / for / para	
	ST / AES	LLA-000-001
	WO / HSW / DYONICS / STRYKER	LLA-000-002
	ACMI / LINVATEC / OLY	LLA-000-003

! Weitere Adapter auf Anfrage erhältlich.
Further adapters available on request.
 Otros adaptadores son disponibles según demanda.

worldwide

Reinigungs- und Sterilisationszubehör

Cleaning and sterilizing accessories

Accesorios para limpieza y esterilización

Flachcontainer (Boden ungelocht)

Container flat (bottom non perforated)

Contenedor llano (suelo sin perforado)

85 x 280 x 85 mm




	CRD-310-080E
	CRD-320-080E
	CRD-330-080E
	CRD-340-080E
	CRD-350-080E
	CRD-360-080E

Drahtsiebkorb

Wire basket

Cesta

255 x 245 x 50 mm




CRD-390-050

Zwischenboden

Wire basket

Cesta

245 x 245 x 30 mm




CRD-393-000

Optik Container

Scopy container

Contenedor para ópticas

250 x 60 x 50 mm




CRD-600-010

Endoskopiedrahtsiebkorb

Endoscopy wire basket

Cesta para ópticas

290 x 80 x 55 mm



for 2 Endoscopes	CRD-600-050
for 1 Endoscope	CRD-691-020



Bitte fordern Sie unseren Containerkatalog an.
Please ask for our special Container-Catalogue.
Por favor pregunte por el catalogo especial.

Reinigungs- und Sterilisationszubehör

Cleaning and sterilizing accessories

Accesorios para limpieza y esterilización

ARTHRO

Schutzhülse für Endoskope bis Ø 6 mm

Protection tube for endoscopes up to Ø 6 mm

Vaina de protección para ópticas fino a Ø 6 mm



NP 9/20A

Reinigungspistole komplett mit 9 Adaptern

Cleaning gun complete with 9 adapters

Pistola de limpieza con 9 adaptadores



LWB-001-000

Reinigungsbürste

Cleaning brush

Cepillo de limpieza



Ø 5 mm	X = 350 mm	LWA-005-350
Ø 3 mm	X = 350 mm	LWA-003-350

Ø 5 mm	X = 450 mm	LWA-005-450
Ø 3 mm	X = 450 mm	LWA-003-450

worldwide

Nummernverzeichnis

Numerical Index

Indice numerico

Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page
ADA-002-240.....	24	ASA-011-180.....	22	ASL-015-035.....	28	ASL-045-055.....	30	ATT-113-175.....	33
ADA-003-240.....	24	ASA-012-120.....	22	ASL-015-042.....	28	ASL-051-042.....	30	ATT-122-175.....	33
ADA-004-240.....	24	ASA-012-150.....	22	ASL-015-055.....	28	ASL-052-042.....	30	ATT-123-175.....	33
ADA-005-240.....	24	ASA-012-180.....	22	ASL-021-035.....	29	ASL-055-042.....	30	ATT-202-187.....	33
ADA-006-240.....	24	ASA-013-120.....	22	ASL-021-042.....	29	ASL-061-042.....	31	ATT-203-185.....	33
ADA-007-240.....	24	ASA-013-150.....	22	ASL-021-055.....	29	ASL-061-055.....	31	ATT-212-175.....	33
ADA-008-240.....	24	ASA-013-180.....	22	ASL-022-035.....	29	ASL-062-042.....	31	ATT-213-175.....	33
ADA-009-240.....	24	ASA-021-120.....	22	ASL-022-042.....	29	ASL-062-055.....	31	ATT-222-175.....	33
ADA-010-240.....	24	ASA-021-150.....	22	ASL-022-055.....	29	ASL-065-042.....	31	ATT-223-175.....	33
ADA-011-240.....	24	ASA-021-180.....	22	ASL-023-035.....	29	ASL-065-055.....	31	ATT-302-175.....	34
ADA-012-240.....	24	ASA-022-120.....	22	ASL-023-042.....	29	ASL-071-055.....	31	ATT-302-187.....	34
ADA-013-240.....	24	ASA-022-150.....	22	ASL-023-055.....	29	ASL-072-055.....	31	ATT-303-175.....	34
ADA-014-240.....	25	ASA-022-180.....	22	ASL-024-035.....	29	ASL-075-055.....	31	ATT-303-187.....	34
ADA-015-240.....	25	ASA-023-120.....	22	ASL-024-042.....	29	ASL-081-055.....	31	ATT-312-175.....	34
ADA-016-240.....	25	ASA-023-150.....	22	ASL-024-055.....	29	ASL-082-055.....	31	ATT-313-175.....	34
ADA-017-240.....	25	ASA-023-180.....	22	ASL-025-035.....	29	ASL-085-055.....	31	ATT-402-175.....	34
ADA-018-240.....	25	ASA-100-450.....	23	ASL-025-042.....	29	ATO-001-110.....	32	ATT-402-187.....	34
ADA-019-240.....	25	ASA-110-450.....	23	ASL-025-055.....	29	ATO-002-058.....	32	ATT-403-175.....	34
AEM-005-024.....	26	ASA-110-455.....	23	ASL-031-035.....	29	ATO-002-104.....	32	ATT-403-187.....	34
AEM-011-023.....	26	ASA-120-450.....	23	ASL-031-042.....	29	ATO-003-058.....	32	ATT-412-175.....	34
AEM-018-012.....	26	ASL-001-035.....	28	ASL-031-055.....	29	ATO-003-104.....	32	ATT-413-175.....	34
AEM-021-004.....	26	ASL-001-042.....	28	ASL-032-035.....	29	ATO-003-110.....	32	AXF-000-110.....	25
AEM-027-100.....	26	ASL-001-055.....	28	ASL-032-042.....	29	ATO-004-175.....	33	AXF-015-110.....	25
AEM-029-100.....	26	ASL-002-035.....	28	ASL-032-055.....	29	ATO-004-185.....	33	AXF-030-110.....	25
AEM-031-100.....	26	ASL-002-042.....	28	ASL-033-035.....	29	ATO-005-175.....	33	AXF-060-110.....	25
AEM-033-100.....	26	ASL-002-055.....	28	ASL-033-042.....	29	ATO-005-185.....	33	AXF-090-110.....	25
AEM-040-055.....	26	ASL-003-035.....	28	ASL-033-055.....	29	ATO-006-175.....	33	CRD-310-080E.....	40
AHM-301-400.....	27	ASL-003-042.....	28	ASL-034-035.....	29	ATO-006-185.....	33	CRD-320-080E.....	40
AHM-302-400.....	27	ASL-003-055.....	28	ASL-034-042.....	29	ATO-007-175.....	34	CRD-330-080E.....	40
AHM-303-400.....	27	ASL-004-035.....	28	ASL-034-055.....	29	ATO-007-187.....	34	CRD-340-080E.....	40
AHM-500-000.....	27	ASL-004-042.....	28	ASL-035-035.....	29	ATO-008-175.....	34	CRD-350-080E.....	40
AHM-500-001.....	27	ASL-004-055.....	28	ASL-035-042.....	29	ATO-008-187.....	34	CRD-360-080E.....	40
APS-101-032.....	35	ASL-005-035.....	28	ASL-035-055.....	29	ATO-009-175.....	34	CRD-390-050.....	40
APS-101-045.....	35	ASL-005-042.....	28	ASL-041-035.....	30	ATO-009-187.....	34	CRD-393-000.....	40
APS-202-032.....	35	ASL-005-055.....	28	ASL-041-042.....	30	ATO-014-175.....	33	CRD-600-010.....	40
APS-505-045.....	35	ASL-011-035.....	28	ASL-041-055.....	30	ATO-015-175.....	33	CRD-600-050.....	40
ASA-001-120.....	22	ASL-011-042.....	28	ASL-042-035.....	30	ATO-016-175.....	33	CRD-691-020.....	40
ASA-001-150.....	22	ASL-011-055.....	28	ASL-042-042.....	30	ATO-017-175.....	34	DAN-010800Z.....	13
ASA-001-180.....	22	ASL-012-035.....	28	ASL-042-055.....	30	ATO-018-175.....	34	DAN-010801Z.....	13
ASA-002-120.....	22	ASL-012-042.....	28	ASL-043-035.....	30	ATO-019-175.....	34	DAN-010802Z.....	13
ASA-002-150.....	22	ASL-012-055.....	28	ASL-043-042.....	30	ATT-001-058.....	32	DAN-010803Z.....	13
ASA-002-180.....	22	ASL-013-035.....	28	ASL-043-055.....	30	ATT-001-104.....	32	DAN-010806Z.....	13
ASA-003-120.....	22	ASL-013-042.....	28	ASL-044-035.....	30	ATT-002-110.....	32	DAN-010807Z.....	13
ASA-003-150.....	22	ASL-013-055.....	28	ASL-044-042.....	30	ATT-003-110.....	32	DAN-010900L.....	13
ASA-003-180.....	22	ASL-014-035.....	28	ASL-044-055.....	30	ATT-102-187.....	33	DAN-010900Z.....	13
ASA-011-120.....	22	ASL-014-042.....	28	ASL-045-035.....	30	ATT-103-185.....	33	DAN-010901L.....	13
ASA-011-150.....	22	ASL-014-055.....	28	ASL-045-042.....	30	ATT-112-175.....	33	DAN-010901Z.....	13

Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page
DAN-010906Z.....	13	DAN-012031D.....	7	DAN-012047B.....	8	DAN-012205P.....	9	LLA-008-000.....	39
DAN-010907Z.....	13	DAN-012031P.....	7	DAN-012047D.....	8	DAN-014720C.....	11	LLA-009-000.....	39
DAN-010912L.....	13	DAN-012032B.....	7	DAN-012047P.....	8	DAN-014720E.....	11	LLA-010-000.....	39
DAN-010913L.....	13	DAN-012032D.....	7	DAN-012048B.....	8	DAN-014843C.....	11	LLA-101-000.....	39
DAN-011012C.....	11	DAN-012032P.....	7	DAN-012048D.....	8	DAN-014843E.....	11	LLA-102-000.....	39
DAN-011012E.....	11	DAN-012033B.....	7	DAN-012048P.....	8	DAN-7207200B.....	8	LLA-103-000.....	39
DAN-011014C.....	11	DAN-012033D.....	7	DAN-012051B.....	8	DAN-7207200D.....	8	LLA-109-000.....	39
DAN-011014E.....	11	DAN-012033P.....	7	DAN-012051D.....	8	DAN-7207200P.....	8	LLK-035-180.....	38
DAN-011020C.....	11	DAN-012034B.....	7	DAN-012051P.....	8	DAN-7207201B.....	8	LLK-035-230.....	38
DAN-011020E.....	11	DAN-012034D.....	7	DAN-012052B.....	8	DAN-7207201D.....	8	LLK-035-300.....	38
DAN-011021C.....	11	DAN-012034P.....	7	DAN-012052D.....	8	DAN-7207201P.....	8	LLK-048-180.....	38
DAN-011021E.....	11	DAN-012035B.....	9	DAN-012052P.....	8	DAN-7207294B.....	8	LLK-048-230.....	38
DAN-011022C.....	11	DAN-012035D.....	9	DAN-012053B.....	8	DAN-7207294D.....	8	LLK-048-300.....	38
DAN-011022E.....	11	DAN-012035P.....	9	DAN-012053D.....	8	DAN-7207294P.....	8	LLK-135-180.....	38
DAN-011024C.....	11	DAN-012036B.....	9	DAN-012053P.....	8	DAN-7207295B.....	8	LLK-135-230.....	38
DAN-011024E.....	11	DAN-012036D.....	9	DAN-012054B.....	8	DAN-7207295D.....	8	LLK-135-300.....	38
DAN-012000B.....	8	DAN-012036P.....	9	DAN-012054D.....	8	DAN-7207295P.....	8	LLK-148-180.....	38
DAN-012000D.....	8	DAN-012037B.....	9	DAN-012054P.....	8	DAN-7207296B.....	8	LLK-148-230.....	38
DAN-012000P.....	8	DAN-012037D.....	9	DAN-012055B.....	8	DAN-7207296D.....	8	LLK-148-300.....	38
DAN-012011B.....	7	DAN-012037P.....	9	DAN-012055D.....	8	DAN-7207296P.....	8	LLX-035-180.....	38
DAN-012011D.....	7	DAN-012038B.....	9	DAN-012055P.....	8	DAN-7209878B.....	10	LLX-035-230.....	38
DAN-012011P.....	7	DAN-012038D.....	9	DAN-012058B.....	9	DAN-7209878D.....	10	LLX-035-300.....	38
DAN-012012B.....	7	DAN-012038P.....	9	DAN-012058D.....	9	DAN-7209878P.....	10	LLX-048-180.....	38
DAN-012012D.....	7	DAN-012039B.....	9	DAN-012058P.....	9	ESS-019-175.....	37	LLX-048-230.....	38
DAN-012012P.....	7	DAN-012039D.....	9	DAN-012059B.....	9	ESS-020-110.....	37	LLX-048-300.....	38
DAN-012013B.....	8	DAN-012039P.....	9	DAN-012059D.....	9	ESS-027-110.....	36	LWA-003-350.....	41
DAN-012013D.....	8	DAN-012040B.....	7	DAN-012059P.....	9	ESS-027-187.....	36	LWA-003-450.....	41
DAN-012013P.....	8	DAN-012040D.....	7	DAN-012060B.....	9	ESS-319-175.....	37	LWA-005-350.....	41
DAN-012014B.....	8	DAN-012040P.....	7	DAN-012060D.....	9	ESS-320-110.....	37	LWA-005-450.....	41
DAN-012014D.....	8	DAN-012041B.....	7	DAN-012060P.....	9	ESS-327-110.....	36	LWB-001-000.....	41
DAN-012014P.....	8	DAN-012041D.....	7	DAN-012061B.....	9	ESS-327-187.....	36	NP 9/20A.....	41
DAN-012015B.....	8	DAN-012041P.....	7	DAN-012061D.....	9	ESS-727-110.....	36	XXX-250-270.....	15
DAN-012015D.....	8	DAN-012042B.....	7	DAN-012061P.....	9	ESS-727-187.....	36	XXX-250-350.....	15
DAN-012015P.....	8	DAN-012042D.....	7	DAN-012201B.....	9	ESW-040-175.....	36	XXX-251-270.....	15
DAN-012016B.....	8	DAN-012042P.....	7	DAN-012201D.....	9	ESW-340-175.....	36	XXX-251-350.....	15
DAN-012016D.....	8	DAN-012043B.....	7	DAN-012201P.....	9	ESW-440-175.....	36	XXX-253-270.....	15
DAN-012016P.....	8	DAN-012043D.....	7	DAN-012202B.....	9	ESW-740-175.....	36	XXX-253-350.....	15
DAN-012020B.....	7	DAN-012043P.....	7	DAN-012202D.....	9	LLA-000-001.....	39	XXX-255-270.....	15
DAN-012020D.....	7	DAN-012044B.....	8	DAN-012202P.....	9	LLA-000-002.....	39	XXX-255-350.....	15
DAN-012020P.....	7	DAN-012044D.....	8	DAN-012203B.....	9	LLA-000-003.....	39	XXX-257-270.....	15
DAN-012029B.....	7	DAN-012044P.....	8	DAN-012203D.....	9	LLA-001-000.....	39	XXX-257-350.....	15
DAN-012029D.....	7	DAN-012045B.....	8	DAN-012203P.....	9	LLA-002-000.....	39	XXX-259-270.....	15
DAN-012029P.....	7	DAN-012045D.....	8	DAN-012204B.....	9	LLA-003-000.....	39	XXX-259-350.....	15
DAN-012030B.....	7	DAN-012045P.....	8	DAN-012204D.....	9	LLA-004-000.....	39	XXX-261-270.....	15
DAN-012030D.....	7	DAN-012046B.....	8	DAN-012204P.....	9	LLA-005-000.....	39	XXX-261-350.....	15
DAN-012030P.....	7	DAN-012046D.....	8	DAN-012205B.....	9	LLA-006-000.....	39	XXX-263-270.....	15
DAN-012031B.....	7	DAN-012046P.....	8	DAN-012205D.....	9	LLA-007-000.....	39	XXX-263-350.....	15

worldwide

Nummernverzeichnis

Numerical index

Indice numerico

Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page
XXX-265-270.....	15	XXX-359-270.....	15	XXX-470-350.....	18	XXX-605-350.....	17	XXX-713-350.....	19
XXX-265-350.....	15	XXX-359-350.....	15	XXX-480-350.....	18	XXX-607-350.....	17	XXX-715-350.....	19
XXX-270-350.....	18	XXX-361-270.....	15	XXX-490-350.....	16	XXX-609-350.....	17	XXX-720-350.....	19
XXX-280-350.....	18	XXX-361-350.....	15	XXX-491-350.....	16	XXX-611-350.....	17	XXX-721-350.....	19
XXX-290-270.....	15	XXX-363-270.....	15	XXX-493-350.....	16	XXX-613-350.....	17	XXX-723-350.....	19
XXX-290-350.....	15	XXX-363-350.....	15	XXX-495-350.....	16	XXX-615-350.....	17	XXX-725-350.....	19
XXX-291-270.....	15	XXX-365-270.....	15	XXX-497-350.....	16	XXX-630-350.....	16	XXX-727-350.....	19
XXX-291-350.....	15	XXX-365-350.....	15	XXX-499-350.....	16	XXX-631-350.....	16	XXX-729-350.....	19
XXX-293-270.....	15	XXX-370-350.....	15	XXX-501-350.....	16	XXX-633-350.....	16	XXX-731-350.....	19
XXX-293-350.....	15	XXX-371-350.....	15	XXX-503-350.....	16	XXX-635-350.....	16	XXX-733-350.....	19
XXX-295-270.....	15	XXX-373-350.....	15	XXX-505-350.....	16	XXX-637-350.....	16	XXX-735-350.....	19
XXX-295-350.....	15	XXX-375-350.....	15	XXX-530-350.....	17	XXX-639-350.....	16	XXX-740-350.....	18
XXX-297-270.....	15	XXX-377-350.....	15	XXX-531-350.....	17	XXX-641-350.....	16	XXX-750-350.....	18
XXX-297-350.....	15	XXX-379-350.....	15	XXX-533-350.....	17	XXX-643-350.....	16	XXX-760-350.....	18
XXX-299-270.....	15	XXX-381-350.....	15	XXX-535-350.....	17	XXX-645-350.....	16	XXX-770-350.....	18
XXX-299-350.....	15	XXX-383-350.....	15	XXX-537-350.....	17	XXX-680-350.....	17	XXX-780-350.....	21
XXX-301-270.....	15	XXX-385-350.....	15	XXX-539-350.....	17	XXX-681-350.....	17	XXX-790-350.....	21
XXX-301-350.....	15	XXX-390-350.....	16	XXX-541-350.....	17	XXX-683-350.....	17	XXX-800-270.....	20
XXX-303-270.....	15	XXX-391-350.....	16	XXX-543-350.....	17	XXX-685-350.....	17	XXX-800-350.....	20
XXX-303-350.....	15	XXX-393-350.....	16	XXX-545-350.....	17	XXX-687-350.....	17	XXX-820-350.....	20
XXX-305-270.....	15	XXX-395-350.....	16	XXX-560-350.....	16	XXX-689-350.....	17	XXX-840-350.....	20
XXX-305-350.....	15	XXX-397-350.....	16	XXX-561-350.....	16	XXX-691-350.....	17	XXX-845-450.....	20
XXX-350-270.....	15	XXX-399-350.....	16	XXX-563-350.....	16	XXX-693-350.....	17	XXX-860-350.....	20
XXX-350-350.....	15	XXX-401-350.....	16	XXX-565-350.....	16	XXX-695-350.....	17	XXX-880-350.....	20
XXX-351-270.....	15	XXX-403-350.....	16	XXX-567-350.....	16	XXX-698-350.....	17	XXX-890-350.....	21
XXX-351-350.....	15	XXX-405-350.....	16	XXX-569-350.....	16	XXX-700-350.....	19	XXX-893-350.....	21
XXX-353-270.....	15	XXX-410-350.....	18	XXX-571-350.....	16	XXX-701-350.....	19	XXX-895-350.....	21
XXX-353-350.....	15	XXX-420-350.....	18	XXX-573-350.....	16	XXX-703-350.....	19	XXX-900-350.....	21
XXX-355-270.....	15	XXX-430-350.....	18	XXX-575-350.....	16	XXX-705-350.....	19		
XXX-355-350.....	15	XXX-440-350.....	18	XXX-600-350.....	17	XXX-707-350.....	19		
XXX-357-270.....	15	XXX-450-350.....	18	XXX-601-350.....	17	XXX-709-350.....	19		
XXX-357-350.....	15	XXX-460-350.....	18	XXX-603-350.....	17	XXX-711-350.....	19		





DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG

Sattlerstr. 25
78532 Tuttlingen
Germany

Tel.: 0049 (0) 7461 - 96 239 - 0
Fax: 0049 (0) 7461 - 96 239 - 29
www.danrepair.de
info@danrepair.de